

ふるい振とう機

300-MM形



仕 様

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 形 式 | 300-MM形 | |
| ふるい | 試験篩 300mmφ×60mm | 5ヶ掛 (受不含) |
| | 試験篩 300mmφ×100mm | 3ヶ掛 (受不含) |
| | (排出口付ステンレスふるいも使用できます) | |
| 振 動 数 | 特殊振動モーターによる モーター回転 500~6000RPM | |
| 振 幅 | 0~5mm (無負荷時) | |
| サンプル量 | 50~200g | |
| 電 源 | 100V 100VA | |
| タ イ マ ー | 0~30分連続 (ゼンマイ式) | |
| 寸 法 | 385mmφ×高さ 415mm | |
| 重 量 | 30kg キャスター付 | |
| 付 属 品 | 支持蓋 | 1ヶ |
| | ネジ付締金具 | 3本 |

特 長

本機は直径300mmφのJIS規格試験篩用として開発されたふるい振とう機です。従来の200mmφ試験ふるいではサンプル量が少なくて困る、もっと大容量のサンプルでテストを行いたいという要望に答えて開発されたふるい振とう機です。特殊振動モーターにより、回転、垂直、水平の複合運動を起し、短時間でサンプルを痛めることなく効率よいふるい分けができます。

サンプルの粒度、特性により振動の調節が簡単にできますので、実験室、研究室での粒度測定に適合しています。

又騒音が低く、オイルを使用しないため床面が汚れることなく、保守が簡単、キャスター付ですので移動も簡単にできます。

◎ ふるいはJIS Z-8801の目開き(別紙カタログ参照)により御指示ください、別途申し受けます。

◎ 小規模生産用(連続長時間運転)には300-MM2形を御利用ください。