



# VIBRO TESTING SIVE SHAKER

## 仕 様

形 式	VSS-50形	振 幅	0～1mm	
適用ふるい	試験用ふるい (JIS-Z8801)	加 速 度	12～30G	
	200mmφ×深さ60mm	6個(受器不含)	モ ー タ ー	特殊振動モーター 100V 60W
	200mmφ×深さ45mm	7個 "	タ イ マ ー	0～30分, 連続 ゼンマイ式
	150mmφ×深さ60mm	6個 "	寸 法	巾300×奥行300×高さ300mm
	150mmφ×深さ65mm	7個 "		(ふるい1個に付45mm又は60mm加算)
	ニューテストイングシーブ (ナイロン網ふるい)		重 量	22kg
	200mmφ×深さ45mm	7個(受器不含)	電 源	100V 100VA
振 動 数	1,000～6,000回/分(無負荷時)電子式調節器	付 属 品	イモノ蓋 1枚 締付ベルト 3組(金具付)	

- ◎ ふるいは付属しておりません。目開 (mm, μm) 材質 (SUS・ナイロン), 直径 (200mmφ, 150mmφ) 深さ (60mm, 45mm) を御指示ください。
- ◎ 試験用ふるい 150mmφは150mmφ用蓋用アダプター(別売)がありませんと使用できません。御指示ください。
- ◎ ふるい段数3段以下はベルトがかかりません, 代替品として締付ロードがあります御指示ください。
- ◎ サンプル特性, 流動性等により分級困難な場合もありますので微細なパウダー, 流動性の悪いパウダー等はあらかじめテスト申し受けます。
- ◎ 超微粉のサンプル用として音波式ふるい器SW-20AT形があります。御利用ください。
- ◎ ふるいの目詰りを取り除くための超音波洗浄器AU-70C形(200mmφふるい用)があります。御利用ください。

別 売 部 品 湿式用, 連続用 蓋 投入口付  
湿式用, 連続用, 受皿排出口付



連続, 湿式用アダプター

- ◎ 湿式に御使用の場合にはふるい枠用コーナーリングOリングを採用して下さい。(別刷カタログ参照下さい。) 其の他排出口ふるい, タッピングボール, 中寄せは別に照会下さい。

### 特 約 店

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31  
☎ 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852  
E-mail: tsutsui@ff.ij4u.or.jp URL: http://www.e-tsutsui.com