

ふるい振とう機

VUD-80形



本機は特殊振動モーターにより上下運動を作り、試験ふるいを振動させ効率よく分級することができます。

振巾が大きく、付属のタッピングボールを使用することにより、流動性が悪く、付着性があり、目詰りしやすいサンプルでもふるい分けができます。

又、サンプルの特性により、振巾、振動数を無段に調節することができます。湿式用アダプター（別売）を使用しての湿式分級、排出口を取り付けての連続分級も行うことができます。

振動ボールミル用アダプター（別売）を使用しますと少量（約 50mL）の粒体を迅速に微粉碎することができます。

仕 様

形 式	VUD-80形	振 幅	0～3mm (無負荷時)
適用ふるい	試験篩 JIS-Z-8801	加 速 度	5～25G (無負荷時)
	200mmφ×深さ 60mm 6個 (受器不含)	モーター	特殊振動モーター 100V 60W
	200mmφ×深さ 45mm 7個 "	タイマー	0～30分, 連続 (ゼンマイ式)
	150mmφ×深さ 60mm 6個 "	寸 法	巾 340×奥行 340×高さ 370mm
	150mmφ×深さ 45mm 7個 "		(ふるい1個に付 45mm又は 60mm加算)
	ニューテストイングシープ (ナイロン網ふるい)	重 量	32kg
	200mmφ×深さ 45mm 7個 (受器不含)	電 源	100V 100VA
振 動 数	1,000～6,000回/分 (無負荷時) 電子式調節器	付 属 品	イモノ蓋1枚締付ベルト3組 (金具付)

◎ふるいは付属しておりません。目開 (mm, μm), 材質 (SUS, ナイロン), 直径 (200mmφ, 150mmφ) 深さ (60mm, 45mm, 25mm) を御指示ください。150mmφはアダプター (別売) が必要です。

◎サンプルにより分級困難な場合もあります。テストを申し受けます。

※改良のため、お断りなく仕様を変更することがありますので、ご了承ください。